今も活躍している当社のロングラン技術や製品をご紹介するコーナーです。


半世紀にわたり活躍する "リゴー社製水素ガス分析装置"

鉄鋼、アルミ、銅ならびにチタンなどの金属材料中の水素ガスの低減は、品質を 担保するうえで重要な管理要素です。それを半世紀にわたり、また現在でも現 役で支える分析装置としてリゴー社製水素ガス分析装置があり、今や国内に数 台しか残っていないガラス製流路系で構成された貴重な装置を紹介します。




近年、自動車の軽量化にともなってアルミ合金が多用さ れ、内部欠陥を軽減するために、合金中水素ガスの信頼性 の高い定量分析が求められています。水素ガス分析は、今 では不活性ガス融解 - 熱伝導度法が主流ですが、当社 (関 門事業所)は、古く1960年代より現在まで50年間にわたり 同装置を用いた真空加熱融解 - 定容測圧法を実施、多様な 材料の分析実績を重ねて豊富なデータベースを蓄積し、信 頼性の高い結果を提供し続けてきました。

測定原理はシンプルで、まず、真空雰囲気中で試料を加 熱融解し、すべてのガスをいったんガス溜めに捕集し、圧 力をマノメーターで測定して試料中の全ガス量を求めま す。その後、水素を酸化銅で水分にし、水分を五酸化リンで 除去し、再び圧力を測定して、その差圧から試料中の水素 ガス量とその他のガス量を求めるものです。(JIS Z 2614 金 属材料の水素定量方法通則に準拠)



分析フロー



捕集·循環部

同装置は、試料形状の自 由度が高く、測定用アルミ ナボートに乗る試料サイ ズであれば、いびつな形 状であっても目的部位を 切り出して測定できます。 (MAX:幅15×高さ15×長 さ50mm)


また、試料の加熱方式は 環状炉加熱 (MAX:900℃) であるため、任意で温度を 設定でき、低温で加熱し、 試料を融解せずにガスを 抽出 - 測定することも可 能です。



分析試料



アルミナボート



分析時の加熱および全ガス抽出イメージ(630℃)

現行主流の不活性ガス融解 - 熱伝導度法がキャリアガス で運ばれる水素を直接測る"ポジ"手法とすれば、本原理は 全発生ガスから水素を消去して間接的に計る"ネガ"手法に あたりますが、下記の特徴を持つために、現在においてな お活躍しています。

- 1) 試料形状の自由度が高い。
- 2) 融解温度を指定できる。
- 3) MgやZnなどの低融点元素を多く含む合金を測定できる。
- 4) 全ガス量を測定できる。(*水素換算値)

アルミ合金中の水素ガス分析は、製品および溶湯の 管理において極めて重要であり、今後とも、本装置を 用いたデータ提供を継続し、お客様の品質管理ニーズ にお応えしていきます。

技術本部 関門事業所 石丸 壮太郎